



Weitere Produkte
auf Anfrage!



**Transurethraler Silikon-
Elastomerkatheter Soft**
Silikonelastomerbeschichtung
Nelatonspitze, Länge 31–40 cm
Ballonvolumen 5–10 ml

- großes Lumen
- weicher Ballon
- Silikonbeschichtung
- kurze Spitze
- große Augen

| REF | Größe | Ballon | PZN |
|-----------|-------|--------|----------|
| KI-200810 | CH 08 | 5 ml | 02045722 |
| KI-201010 | CH 10 | 5 ml | 02045739 |
| KI-201210 | CH 12 | 10 ml | 02045768 |
| KI-201410 | CH 14 | 10 ml | 02045774 |
| KI-201610 | CH 16 | 10 ml | 02045780 |
| KI-201810 | CH 18 | 10 ml | 02045797 |
| KI-202010 | CH 20 | 10 ml | 02045805 |
| KI-202210 | CH 22 | 10 ml | 02045828 |
| KI-202410 | CH 24 | 10 ml | 02045834 |
| KI-202610 | CH 26 | 10 ml | 02045840 |