

Weitere Produkte
auf Anfrage!



Geblockter Katheter

Sterile Blockerspritze mit 10%-iger Glyceringlösung

- Die sterile Blockerspritze enthält eine 10%-ige Konzentration von Glycerin in Aquadest
- Konstant bleibendes Füllvolumen der urologischen Katheter durch Verhinderung der Ballondiffusion.
- Nicht für Injektionszwecke benutzen! Ausschließlich zum Blocken von urologischen Kathetern geeignet!

REF	Füllvolumen	Glycerin	PZN
01/01/99/KB/10/GHC	10 ml	10%	6718980