



Weitere Produkte
auf Anfrage!

Einbeinhose Premium

Größen: M, L, XL

- Bei der Premium Einbeinhose aus weichem vorgewaschenen Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeutel tasche sind im breiten elastischen Hüftgürtel Silikonstreifen eingearbeitet, die einen bestmöglichen Halt der Einbeinhose selbst beim gefüllten Beinbeutel ermöglichen. Durch den individuell einstellbaren Klettverschluss des Hüftgürtels gewährleistet dieses Produkt einen hohen Tragekomfort.
- Die Einbeinhose kann sowohl am rechten als auch am linken Oberschenkel getragen werden. Die Aufnahme des Beinbeutels erfolgt durch die mittels Klettverschluss zu öffnende integrierte Tasche. Somit ist eine komfortable und sichere Fixierung der Beinbeutel am Oberschenkel der Anwender gewährleistet.
- Durch die spezielle Führung des Ablasshahns vom Beinbeutel, ist das Entleeren des Beutels denkbar einfach durchzuführen.
- Die Einbeinhose ist bis 60° waschbar und somit für den mehrmaligen Einsatz ausgelegt.

REF	Größe	Umfang	PZN
05/03/10/XL/GHC	XL	98–120 cm	09080472
05/03/10/L/GHC	L	90–100 cm	09080466
05/03/10/M/GHC	M	85–95 cm	09080443