



Weitere Produkte  
auf Anfrage!

#### Steriler 1-Kammer Beinbeutel 750 ml

- Punktionsventil
- einklappbarer Urinablass
- Schiebeventil

Der Beinbeutel mit 10/30 cm Schlauchlänge wird am Oberschenkel fixiert. Den Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.

REF	Größe	Schlauchlänge	PZN
04/01/750/10	750 ml	10 cm	06718862
04/01/750/30	750 ml	30 cm	09772046
04/01/750/50	750 ml	50 cm	06718879