

Weitere Produkte
auf Anfrage!



Kletthalteband universell

Größen: Uni

Nach individuellem Bedarf zu kürzen

- Universelle Beinbeutelhalterung mit zwei aufgenähten Klettschlaufen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am Beinbeutel und einer aufgenähten speziellen Schlauchfixierung des Beinbeutelsystems.
- Durch sein elastisches Material wird eine Störung der Blutzirkulation am Ober- bzw. Unterschenkel verhindert.
- Das Klettband ist 70 cm lang. Es kann jedoch je nach individuellem Bedarf gekürzt werden. Somit kann es sowohl am Ober- wie am Unterschenkel eingesetzt werden.
- Das Kletthalteband ist bis 60° waschbar und somit wiederverwendbar.

REF	Länge	PZN
05/01/BKL/Uni/GHC	70 cm	06718968